

Veiledning til rekvirenten

Informasjon om prøvetaking, analyser, måleusikkerhet og akkrediteringsomfang, se vår laboratoriehåndbok: www.sus.no/lab

Utfylling av rekvisisjonen:

Rekvirerende leges Id-nummer og svaradresse **må** fylles ut.

Rekvisisjonen skal påføres pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer), prøvemateriale og dato for prøvetaking.

Relevante kliniske opplysninger/problemstilling er nødvendig for riktig undersøkelse av prøven og for vurdering av funn. Opplysning om relevante vaksiner og graviditet er spesielt viktig.

Prøvetaking

Prøvene skal merkes med strekkodeetikett som samsvarer med analysegruppe (fargekode).

Rekvireres analyser i flere fargegrupper, må det tas ett glass til hver.

Prøver uten strekkodeetikett må være merket med pasientens navn og fødselsnummer.

Blodprøver tas på gelglass og sendes ferdig sentrifugert. Avpipetert serum ønskes ikke.

Til hepatitt C-RNA (PCR) benyttes serum gelglass eller EDTA-gelglass.

Sårprøver og luftveisprøver (hals og nasopharynx) må sendes i virus transportmedium.

Prøver til *Chlamydia trachomatis*/N. gonorrhoeae og *Mycoplasma genitalium* må tas med eget prøvetakingsutstyr. Urin skal være første urinstråle.

Prøvetakingsutstyr til molekylærbiologiske undersøkelser bestilles fra avdelingen.

Forklaring til fotnoter

1)

Donorpakke gjelder donasjon av celler og vev og inneholder følgende tester: HIV 1 og 2, Hepatitt B (HBsAg og anti-HBc), Hepatitt C antistoff og Syfilis. Andre tester kan også være aktuelle, konferer *Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev*. Avdelingen ringer positive funn, vennligst oppgi telefonnummer på rekvisisjonen.

2)

Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales prøve fra nasopharynx til PCR-undersøkelse.

3)

Utvidet luftveispakke er i utgangspunktet forbeholdt små barn eller alvorlig syke pasienter innlagt i sykehus.

Resultatene må ikke benyttes til foredrag/publikasjoner uten etter avtale med avdelingen.